

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES

REQUISITO FUNCIONAL 4.5, 4.6, 4.7, 4.8

4.4. Registrar Extracción de Leche

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-001	<i>Verifica que se registre correctamente una sesión de extracción de leche con hora de inicio, hora de fin, cantidad y bebé seleccionados .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra la sesión de extracción correctamente asociada al bebé.</i>		<i>El sistema registró correctamente la sesión de extracción correctamente asociada al bebé.</i>		
Evidencia				

Se registra la hora de sueño



Dashboard



Timeline



Children



Measurements



Activities



Timers



admin

Home

/

Pumping

/

Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child



Jose Quispe

Start time

10/06/2026 08:30:00



End time

10/06/2026 08:50:00



Amount

120



► Advanced Fields

Submit

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Pumping

Pumping entry for Jose Quispe added!

X

Pumping

Add Pumping Entry

Filters

Actions	Date	Amount	Duration	Previous	Tags
	Jun 10, 8:30 a.m.	120.0	20 minutes	30 minutes ago	-
	Jun 10, 8 a.m.	120.0	20 minutes		-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-002	<i>Verifica que el sistema acepte una cantidad de cero (0) en el registro de extracción.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra la sesión con cantidad cero sin error .</i>		<i>El sistema registró la sesión con cantidad cero sin error .</i>		
Evidencia				

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Pumping

Pumping entry for Jose Quispe added!

X

Pumping

Add Pumping Entry

Filters

Actions	Date	Amount	Duration	Previous	Tags
	Jun 10, 10 a.m.	0.0	20 minutes	1 hour, 30 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-003	Verifica que el sistema acepte la duración mínima válida de 1 minuto (fin = inicio + 1 minuto).	Manual	Exitoso	Sin defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se registra sueño con nota asociada al bebé.		El sistema almacenó correctamente la nota junto al registro de sueño.		

Evidencia

 Dashboard  Timeline  Children  Measurements  Activities  Timers  admin

Home / Pumping / Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child

 Jose Quispe

Start time

10/06/2026 11:00:00



End time

10/06/2026 11:01:00



Amount

10



► Advanced Fields

Submit

 Dashboard  Timeline  Children  Measurements  Activities  Timers  admin

Home / Pumping

Pumping entry for Jose Quispe added!

Pumping

Add Pumping Entry

Filters

Actions	Date	Amount	Duration	Previous	Tags
 	Jun 10, 11 a.m.	10.0	1 minute	1 hour ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-004	Verifica que el sistema rechace un registro cuando la hora de fin es anterior a la hora de inicio.	Manual	Exitoso	No se encontró defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Mostrar error: "Hora de fin debe ser posterior a inicio ".		Error: Start time must come before end time.		
Evidencia				



Dashboard



Timeline



Children



Measurements



Activities



Timers



admin

Home

/

Pumping

/

Add a Pumping Entry

Error: Start time must come before end time.

Add a Pumping Entry

Child



Jose Quispe

Start time

10/06/2026 11:30:00



End time

10/06/2026 11:29:00



Amount

10

► Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-005	<i>Verifica que el sistema rechace un registro cuando la hora de fin es</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>El sistema no lanza ninguna alerta frente a la entrada del mismo tiempo</i>

	<i>exactamente igual a la hora de inicio .</i>			<i>en inicio y fin.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Muestra error: 'Hora de fin debe ser posterior a inicio'</i>		<i>El sistema aceptó correctamente la entrada de la misma hora.</i>		
Evidencia				


[Dashboard](#)
[Timeline](#)
[Children](#)
[Measurements](#)
[Activities](#)
[Timers](#)
admin

Home / Pumping

Pumping entry for Jose Quispe updated.

Pumping

Add Pumping Entry

Filters

Actions	Date	Amount	Duration	Previous	Tags
 	Jun 10, 11:30 a.m.	10.0		30 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-006	Verifica que el sistema rechace	Manual	Error	El sistema normaliza la

	<i>una cantidad negativa en el registro de extracción.</i>			<i>entrada de no hacerse con el slider.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Mostrar error: "La cantidad no puede ser negativa ".</i>		<i>El sistema acepta correctamente la entrada de cantidad negativa.</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Pumping / Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child

Jose Quispe

Start time
10/06/2026 10:40:00

End time
10/06/2026 10:45:00

Amount
-10

Advanced Fields

Submit

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Pumping

Pumping entry for Jose Quispe updated.

Pumping

Add Pumping Entry

Filters

Actions	Date	Amount	Duration	Previous	Tags
	Jun 10, 11:30 a.m.	-10.0		30 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-007	<i>Verifica que el</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontró</i>

	<i>sistema rechace una hora de inicio con formato inválido .</i>			<i>defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Sistema no deja escribir esa hora inválida</i>		<i>El sistema no deja colocar horas inválidas y lo pasa al siguiente campo el número como minuto o segundo.</i>		
Evidencia				



Dashboard



Timeline



Children



Measurements



Activities



Timers



admin

Home / Pumping / Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child



Jose Quispe

Start time

10/06/2026 23:09:07

End time

10/06/2026 10:45:00

Amount

► Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-008	<i>Verifica que no sea posible registrar una extracción sin seleccionar un bebé.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>Sin defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Mensaje error “‘Debe seleccionar un bebé’ ”</i>		<i>El sistema, no permite la entrada al módulo de extracción de leche sin bebés creados, además no permite de-seleccionar a los bebés</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Pumping / Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child

Jose Quispe
 maria bellido

Start time11/06/2026 02:48:45

End time11/06/2026 02:48:45

Amount

▶ Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-009	<i>Verifica que el sistema rechace el registro cuando dos sesiones del mismo bebé se solapan en el mismo instante.</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>El sistema no emite alertas de solapamiento</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema rechaza el registro y muestra error de solapamiento</i>		<i>El sistema rechaza el registro de datos solapados.</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Pumping / Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child

Jose Quispe

maria bellido

Start time

10/06/2026 08:10:00

End time

10/06/2026 08:40:00

Amount

25

Advanced Fields

Submit

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Pumping

Pumping

Add Pumping Entry

Filters

Actions	Date	Amount	Duration	Previous	Tags
	Jun 10, 8 a.m.	15.0	30 minutes		-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.5-CP-010	Verifica que el registro de extracción se asocie únicamente al bebé seleccionado y no afecte a otros bebés registrados	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El registro se asocia solo al bebé A, sin afectar al bebé B		El registro quedó asociado únicamente al bebé A. Debes escoger a uno el sistema no te dejará registrar si no se escogió a ninguno		

Evidencia

Home / Pumping / Add a Pumping Entry

Add a Pumping Entry

Child

 Jose Quispe

 maria bellido

Start time

11/06/2026 02:55:00

End time

11/06/2026 02:55:00

Amount

► Advanced Fields

Submit

4.5. Registrar Cambio de pañal

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-001	<i>Verifica que se registre correctamente un cambio de pañal con contenido Wet, hora válida y bebé seleccionado</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra cambio con contenido Wet asociado al bebé.</i>		<i>El sistema registró cambio con contenido Wet asociado al bebé.</i>		
Evidencia				

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Diaper Changes / Add

Add a Diaper Change

Child

Jose Quispe

maria bellido

Time

10/06/2026 09:04:00

Contents

Wet

Solid

Color

Black

Brown

Green

Yellow

Amount

10

Advanced Fields

Submit

Home / Diaper Changes

Diaper Change entry for Jose Quispe added!



Diaper Changes

Add Diaper Change



Filters

Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags
	Jun 10, 9:04 a.m.			10.0	1 hour, 4 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-002	Verifica que se registre correctamente un cambio de pañal con contenido Solid, hora válida y bebé seleccionado.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se registra cambio con contenido		El sistema registró cambio con contenido Solid		

<i>Solid asociado al bebé .</i>	<i>asociado al bebé .</i>														
Evidencia															
 Dashboard  Timeline  Children  Measurements  Activities  Timers  admin Home / Diaper Changes / Update Diaper Change Child  Jose Quispe  maria bellido Time 10/06/2026 09:10:00  Contents Wet Solid Color Black Brown Green Yellow Amount 10,0 ► Advanced Fields Submit Home / Diaper Changes Diaper Change entry for Jose Quispe updated. Diaper Changes Add Diaper Change Filters <table><thead><tr><th>Actions</th><th>Time</th><th>Contents</th><th>Color</th><th>Amount</th><th>Previous</th><th>Tags</th></tr></thead><tbody><tr><td>  </td><td>Jun 10, 9:10 a.m.</td><td></td><td></td><td>10.0</td><td>1 hour, 10 minutes ago</td><td>-</td></tr></tbody></table>		Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags		Jun 10, 9:10 a.m.			10.0	1 hour, 10 minutes ago	-
Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags									
	Jun 10, 9:10 a.m.			10.0	1 hour, 10 minutes ago	-									

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-003	Verifica que se registre correctamente un cambio de pañal con ambos contenidos (Wet y Solid) seleccionados.	Manual	Exitoso	No existen defectos

Resultado esperado	Resultado obtenido
Se registra cambio con ambos contenidos asociado al bebé.	Se registra cambio con ambos contenidos asociado al bebé .
Evidencia	
	
	

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-004	Verifica que se registre correctamente un cambio de pañal	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos

	<i>especificando el color Yellow.</i>			
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra cambio con color Yellow correctamente .</i>		<i>Se registra cambio con color Yellow correctamente .</i>		

Evidencia

Home / Diaper Changes / Update

Diaper Change

Child

 Jose Quispe

 maria bellido

Time

10/06/2026 09:40:00

Contents

Wet

Solid

Color

Black

Brown

Green

Yellow

Amount

10,0

► Advanced Fields

Submit

Home / Diaper Changes

Diaper Change entry for Jose Quispe updated.

Diaper Changes

Add Diaper Change

Filters

Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags
	Jun 10, 9:40 a.m.		Yellow	10.0	1 hour, 40 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-005	<i>Verifica que el sistema acepte un cambio de pañal con el campo Amount</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>

	<i>vacío.</i>			
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra el cambio sin amount sin error .</i>		<i>Se registra el cambio sin amount sin error .</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Diaper Changes / Update

Diaper Change

Child

Jose Quispe

maria bellido

Time

10/06/2026 09:40:00

Contents

Wet
Solid

Color

Black
Brown
Green
Yellow

Amount

0

Advanced Fields

Submit

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Diaper Changes

Diaper Change entry for Jose Quispe updated.

Diaper Changes

Add Diaper Change

Filters

Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags
	Jun 10, 9:40 a.m.		Yellow	0.0	1 hour, 40 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-006	<i>Verifica el comportamiento del sistema al</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>El sistema no emite alerta sobre valor</i>

	<i>ingresar un valor negativo en el campo Amount.</i>			<i>negativo</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Mensaje Error: “No se puede introducir una cantidad negativa”</i>		<i>El sistema acepta el valor negativo sin error .</i>		
Evidencia				



Dashboard



Timeline



Children ▾



Measurements ▾



Activities ▾



Timers ▾



admin ▾

Home / Diaper Changes

Diaper Change entry for Jose Quispe updated.

Diaper Changes

Add Diaper Change

Filters

Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags
	Jun 10, 9:40 a.m.		Yellow	-10.0	1 hour, 40 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-007	<i>Verifica que el sistema rechace un cambio de pañal cuando ningún contenido (Wet o Solid) está seleccionado .</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>El sistema no emite alerta para contenido obligatorio.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema rechaza el registro sin contenido seleccionado</i>		<i>El sistema aceptó el registro sin contenido seleccionado</i>		
Evidencia				

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Diaper Changes

Diaper Change entry for Jose Quispe updated.

Diaper Changes

Add Diaper Change

Filters

Actions	Time	Contents	Color	Amount	Previous	Tags
	Jun 10, 9:40 a.m.		Yellow	-10.0	1 hour, 40 minutes ago	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-008	<i>Verifica que el sistema rechace un cambio de pañal con hora en formato inválido.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Muestra error de formato en hora del cambio.</i>		<i>El sistema no permite la entrada de formatos de hora inválidos.</i>		
Evidencia				

 Dashboard

 Timeline

 Children ▾

 Measurements ▾

 Activities ▾

 Timers ▾

 admin ▾

Home / Diaper Changes / Update

Diaper Change

Child

 Jose Quispe

 maria bellido

Time

Contents

Wet

Solid

Color

Black

Brown

Green

Yellow

Amount

▶ Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-009	<i>Verifica que el sistema rechace un cambio de pañal con hora futura .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Muestra error: 'La hora no puede ser futura'</i>		<i>Muestra error: 'Date/time can not be in the future.</i> <i>,</i>		
Evidencia				

 Dashboard

 Timeline

 Children ▾

 Measurements ▾

 Activities ▾

 Timers ▾

 admin ▾

Home / Diaper Changes / Update

Error: Some fields have errors. See below for details.

Diaper Change

Child

 Jose Quispe

 maria bellido

Time



Date/time can not be in the future.

Contents

Wet

Solid

Color

Black

Brown

Green

Yellow

Amount

► Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-010	<i>Verifica que no sea posible registrar un cambio de pañal sin seleccionar un bebé.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema no permite la entrada al módulo sin seleccionar un bebe</i>		<i>El sistema no permite la entrada al módulo sin seleccionar un bebe</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Diaper Changes / Update

Diaper Change

Child

Jose Quispe

maria bellido

Time

10/06/2026 23:05:00

Contents

Wet

Solid

Color

Black

Brown

Green

Yellow

Amount

-10,0

Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.6-CP-011	<i>Verifica que el registro del cambio de pañal se asocie únicamente al bebé seleccionado y no afecte a otros bebés .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El registro se asocia solo al bebé A, sin afectar al bebé B</i>		<i>El registro se asocia solo al bebé A, sin afectar al bebé B.</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Diaper Changes

Diaper Change entry for maria bellido updated.

Diaper Changes

Add Diaper Change

Filters

Actions	Time	Child	Contents	Color	Amount	Previous	Tags
	Jun 10, 11:05 p.m.	maria bellido		Brown	50.0	15 hours, 5 minutes ago	-
	Jun 10, 8 a.m.	Jose Quispe		Black	10.0	4 hours, 53 minutes ago	-

4.7. Registrar Sesion de Tummy Time

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-001	<i>Verifica que se registre correctamente una sesión de Tummy Time de 20 minutos con bebé seleccionado .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra sesión de 20 minutos asociada al bebé correctamente.</i>		<i>Se registra sesión de 20 minutos asociada al bebé correctamente.</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Tummy Time

Tummy Time entry for Jose Quispe added!

Tummy Time

Add Tummy Time

Filters

Actions	Start	End	Duration	Previous	Milestone	Tags
	Jun 10, 8 a.m.	Jun 10, 8:20 a.m.	20 minutes			-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-002	Verifica que el sistema acepte el registro de una sesión de Tummy Time incluyendo notas descriptivas	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se registra sesión con nota asociada al bebé.		Se registra sesión con nota asociada al bebé.		
Evidencia				



Dashboard



Timeline



Children



Measurements



Activities



Timers



admin

Home / Tummy Time

Tummy Time entry for Jose Quispe added!


Tummy Time

Add Tummy Time

Filters

Actions	Start	End	Duration	Previous	Milestone	Tags
	Jun 10, 8:30 a.m.	Jun 10, 9 a.m.	29 minutes, 47 seconds	30 minutes ago	durmio chueco	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-003	<i>Verifica que el sistema acepte una nota con exactamente 500 caracteres en el registro de Tummy Time.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>El sistema acepta números gigantescos sin límites</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra con nota completa</i>		<i>Se registra con nota completa dentro del límite de</i>		

dentro del límite de 500 caracteres	500 caracteres
Evidencia	
 The screenshot displays the 'Tummy Time' application interface. At the top, there's a navigation bar with links: Dashboard, Timeline, Children, Measurements, Activities, Timers, and a user profile 'admin'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Home / Tummy Time'. A green notification box states 'Tummy Time entry for Jose Quispe updated.' The main heading 'Tummy Time' is followed by an 'Add Tummy Time' button. Under 'Filters', a table lists Tummy Time entries with columns: Actions, Start, End, Duration, Previous, Milestone, and Tags. The first entry shows a start time of 'Jun 10, 8:30 a.m.', an end time of 'Jun 10, 9 a.m.', a duration of '29 minutes, 47 seconds', and a previous entry '30 minutes ago'. The milestone text describes the advancement of AI technology in 2026.	

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-004	<i>Verifica que el sistema acepte la duración mínima permitida de 1 minuto en el registro de Tummy Time .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Acepta una duración mínima de 1 minuto.</i>		<i>El sistema permite guardar correctamente el registro.</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Tummy Time

Tummy Time entry for Jose Quispe updated.

Tummy Time

Add Tummy Time

Filters

Actions	Start	End	Duration	Previous	Milestone	Tags
	Jun 10, 9 a.m.	Jun 10, 9:01 a.m.	1 minute	1 hour ago	durmio chueco	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-005	<i>Verifica que el sistema acepte la duración máxima permitida de 120 minutos en el registro de Tummy Time .</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>Se considera más un error de diseño referente a la lógica del negocio ya que ningún bebe podría estar 12 horas boca abajo</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra duración máxima válida de 120 minutos</i>		<i>Se registra duración mayor a la esperada de 120 minutos</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Tummy Time

Tummy Time entry for Jose Quispe updated.

Tummy Time

Add Tummy Time

Filters

Actions	Start	End	Duration	Previous	Milestone	Tags
	Jun 10, 9:30 a.m.	Jun 10, 9:30 p.m.	12 hours, 0 minutes	30 minutes ago	esta con chalina	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-006	Verifica que el sistema rechace un registro de Tummy Time cuando la hora de fin es anterior a la hora de inicio	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra error: 'Hora de fin debe ser posterior a inicio'		Muestra error: 'Start time must come before end time'		
Evidencia				



Dashboard



Timeline



Children



Measurements



Activities



Timers



admin

Home / Tummy Time / Update

Error: Start time must come before end time.

Tummy Time

Child



Jose Quispe



maria bellido

Start time

10/06/2026 09:30:00



End time

10/06/2026 09:29:00




Milestone

esta con chalina

► Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-007	Verifica que el sistema rechace una hora de inicio inválida.	Manual	Exitoso	No se hallaron defectos

Resultado esperado	Resultado obtenido
<i>El sistema no permite la entrada de formatos de hora inválidos</i>	<i>El sistema no permite la entrada de formatos de hora inválidos</i>
Evidencia	
	

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-008	<i>Verifica que no sea posible registrar una sesión de Tummy Time sin seleccionar un bebé.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El módulo no permite el acceso sin crear bebes, y tampoco permite no seleccionarlos</i>		<i>El módulo no permite el acceso sin crear bebes, y tampoco permite no seleccionarlos</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
adm

Home / Tummy Time / Update

Tummy Time

Child

Jose Quispe

maria bellido

Start time
10/06/2026 09:30:00

End time
10/06/2026 23:29:00

Milestone
esta con chalina

▶ Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-009	<i>Verifica que el sistema rechace o trunque una nota con más de 500 caracteres en el registro de Tummy Time .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No emite alertas sobre límites de caracteres.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Rechaza o trunca nota con mensaje de limite superado..</i>		<i>Rechaza o trunca nota con mensaje de límite superado.</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Tummy Time / Update

Tummy Time

Child

Jose Quispe

maria bellido

Start time

10/06/2026 09:30:00

End time

10/06/2026 10:30:00

Milestone

La tecnología avanza cada día más. En 2026, el uso de herramientas de inteligencia artificial ha trar

Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-010	Verifica que el sistema registre correctamente una sesión de Tummy Time iniciada y detenida mediante temporizador .	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El registro se guarda correctamente.		Se guarda registro con duración calculada por temporizador		
Evidencia				

 Dashboard

 Timeline

 Children

 Measurements

 Activities

 Timers

 admin

Home / Timers / Tummy Time

19h 41m 5s

Started June 10, 2026, 8 a.m.

Tummy Time created by admin

 Feeding

 Pumping

 Sleep

 Tummy Time







 Dashboard

 Timeline

 Children

 Measurements

 Activities

 Timers

 admin

Home / Tummy Time

Tummy Time entry for Jose Quispe added!

Tummy Time

 Add Tummy Time

Filters

Actions	Start	End	Child	Duration	Previous	Milestone	Tags
	Jun 10, 9:40 a.m.	Jun 10, 10:41 a.m.	Jose Quispe	1 hour, 1 minute, 24 seconds	10 minutes ago	temporizador	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-011	Verifica que el registro de Tummy Time se asocie	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos

	<i>únicamente al bebé seleccionado y no afecte a otros bebés .</i>			
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Registro se asocia solo al bebé A, no afecta bebé B .</i>		<i>Registro se asocia solo al bebé A, no afecta bebé B .</i>		
Evidencia				

 Dashboard

 Timeline

 Children

 Measurements

 Activities

 Timers

 admin

Home / Tummy Time

Tummy Time entry for maria bellido added!


Tummy Time

😊 Add Tummy Time

Filters


Actions	Start	End	Child	Duration	Previous	Milestone	Tags
 	Jun 10, 10:40 a.m.	Jun 10, 11 a.m.	maria bellido	20 minutes	1 hour ago	duerme sin manta	-
 	Jun 10, 9:40 a.m.	Jun 10, 10:41 a.m.	Jose Quispe	1 hour, 1 minute, 24 seconds	10 minutes ago	temporizador	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.7-CP-012	<i>Verifica que el sistema rechace o advierta cuando la duración del registro de Tummy Time supera los 120 minutos .</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>Resulta más un error de diseño con respecto a la lógica del negocio.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		


<i>Muestra advertencia o rechazo por duración excesiva mayor a 120 minutos .</i>	<i>Muestra advertencia o rechazo por duración excesiva mayor a 120 minutos</i>
Evidencia	
	

4.8. Registrar Peso, Altura, Perímetro Cefálico e IMC

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-001	<i>Verifica que el sistema registre correctamente peso, altura y perímetro cefálico, y calcule el IMC y percentiles .</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>No calcula valores automáticamente</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Registro guardado IMC y percentiles calculados y mostrados correctamente</i>		<i>Registro guardado; IMC mostrados correctamente, el módulo no calcula automáticamente el IMC.</i>		
Evidencia				



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-002	<i>Verifica que el sistema registre correctamente peso y altura sin perímetro cefálico, calculando IMC y percentiles .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No calcula IMC automáticamente</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Registro guardado sin PC; IMC y percentiles calculados.</i>		<i>Registros guardados, los datos son independientes de si mismos</i>		
Evidencia				



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-003	<i>Verifica que el sistema acepte el registro solo con peso ingresado, sin altura ni perímetro cefálico .</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se guarda solo peso; sistema advierte que IMC no puede calcularse .</i>		<i>El sistema guarda exitosamente el registro, no existen alertas sobre el cálculo del IMC</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Weight

Weight entry for maria bellido added!

Weight

Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	maria bellido	20.0	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-004	Verifica que el sistema rechace el registro cuando todos los campos de medición están vacíos	Manual	Error	Los Datos son independientes entre sí, no son un registro compartido
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra error: 'Debe ingresar al menos peso o altura'.		El sistema acepta los registros exitosamente		
Evidencia				

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Weight

Weight entry for maria bellido added!

Weight

Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	maria bellido	1.0	-
	June 11, 2026	maria bellido	0.4	-
	June 11, 2026	maria bellido	1000.0	-
1 tonelada wtf				
	June 11, 2026	maria bellido	0.0	-
	June 11, 2026	maria bellido	20.0	-
	June 11, 2026	Jose Quispe	3.0	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-005	<i>Verifica que el sistema acepte el peso mínimo válido de 0.5 kg en el registro de medidas.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No existen defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Registro guardado con peso mínimo válido .</i>		<i>Registro guardado con peso mínimo válido</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Weight

Weight entry for maria bellido added!

Weight

Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	maria bellido	1.0	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-006	<i>Verifica que el sistema acepte el peso máximo válido de 30 kg en el registro de medidas .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No existen defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Registro guardado con peso máximo válido.</i>		<i>Registro guardado con peso máximo válido</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Weight

Weight entry for Jose Quispe added!

Weight

Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	Jose Quispe	30.0	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-007	Verifica que el sistema rechace un peso por debajo del mínimo permitido (0.4 kg).	Manual	Exitoso	No se emiten alertas - Es un error de la lógica del negocio.
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra error: 'Peso fuera del rango válido (0.5 – 30 kg)'.		El sistema permite la entrada normal del peso por debajo del rango		
Evidencia				

 Dashboard

 Timeline

 Children

 Measurements

 Activities

 Timers

 admin

Home / Weight

Weight entry for maria bellido added!

Weight

Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	maria bellido	0.4	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-008	<i>Verifica que el sistema rechace un peso por encima del máximo</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>Es un error de la lógica del negocio</i>

	<i>permitido (30.5 kg).</i>			
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Muestra error: 'Peso fuera del rango válido (0.5 – 30 kg</i>		<i>El sistema permite la entrada de peso más allá de rango</i>		
Evidencia				

 Dashboard

 Timeline

 Children

 Measurements

 Activities

 Timers

 admin

Home / Weight

Weight entry for maria bellido added!

Weight


 Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	maria bellido	1000.0	-

 1 tonelada wtf

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-009	Verifica que el sistema rechace una altura fuera del rango permitido (131 cm).	Manual	Error	Error de lógica de negocio
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra error: 'Altura fuera del rango válido (30 – 130 cm)'		El sistema acepta exitosamente el registro con altura fuera del valor maximo		
Evidencia				



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-010	<i>Verifica que el sistema acepte el perímetro cefálico en sus valores límite mínimo (25 cm) y máximo (55 cm).</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>Error de lógica del negocio</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Ambos registros guardados correctamente dentro del límite. .</i>		<i>El sistema lo registra exitosamente, no existen alertas ni restricciones a valores minimos y maximos</i>		
Evidencia				

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Head Circumference

Head Circumference entry for maria bellido added!

Head Circumference

Add Head Circumference

Filters

Actions	Date	Child	Head Circumference	Tags
	June 11, 2026	maria bellido	56.0	-
	June 11, 2026	Jose Quispe	24.0	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-011	<i>Verifica que el sistema rechace una fecha de medición futura</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Muestra error: 'La fecha de medición no puede ser futura'</i>		<i>Muestra error: 'Date can not be in the future'</i>		
Evidencia				

Dashboard
Timeline
Children
Measurements
Activities
Timers
admin

Home / Head Circumference / Add a Head Circumference Entry

Error: Some fields have errors. See below for details.

Add a Head Circumference Entry

Child

Jose Quispe

maria bellido

Head Circumference

23

Date

12/06/2026

Date can not be in the future.

► Advanced Fields

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-012	<i>Verifica que el sistema acepte observaciones con exactamente 500 caracteres .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Registro guardado con observación completa dentro del límite</i>		<i>Registro guardado con observación completa dentro del límite</i>		
Evidencia				

Baby Buddy

DashboardTimelineChildrenMeasurementsActivitiesTimersadmin

Home / Head Circumference

Head Circumference entry for Jose Quispe updated.

Head Circumference

Add Head Circumference

Filters

Actions	Date	Child	Head Circumference	Tags
	June 11, 2026	Jose Quispe	23.0	-

La tecnología avanza cada día más. En 2026, el uso de herramientas de inteligencia artificial ha transformado la forma en que estudiamos, trabajamos y nos comunicamos. Esta evolución exige una adaptación constante por parte de los usuarios, quienes ahora deben desarrollar nuevas habilidades digitales para destacar. Por otro lado, la educación en línea permite que millones de personas accedan a cursos de alta calidad desde cualquier dispositivo con internet. Esta flexibilidad geográfica y horaria democratiza el aprendizaje, rompiendo las barreras tradicionales que antes limitaban el crecimiento profesional y personal de quienes viven en Cerro Colorado, Peru. En conclusión, integrar estas innovaciones de manera equilibrada resulta fundamental. La tecnología no debe reemplazar el toque humano ni el pensamiento crítico, sino potenciarlos. Aprovechar estas herramientas al máximo garantiza un futuro más eficiente y conectado para todos en nuestra sociedad actual.

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-013	<i>Verifica que el sistema rechace o trunque observaciones con 501 caracteres .</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>No emite alertas sobre el máximo de caracteres</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Rechaza o trunca nota con mensaje de límite superado</i>		<i>El sistema permite la entrada de mensaje con más de 500 caracteres</i>		
Evidencia				

Baby Buddy

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Head Circumference

Head Circumference entry for Jose Quispe added!

Head Circumference


Add Head Circumference

Filters

Actions	Date	Child	Head Circumference	Tags
	June 11, 2026	Jose Quispe	23.0	-

al acksa eacsnkj La tecnología avanza cada día más. En 2026, el uso de herramientas de inteligencia artificial ha transformado la forma en que estudiamos, trabajamos y nos comunicamos. Esta evolución exige una adaptación constante por parte de los usuarios, quienes ahora deben desarrollar nuevas habilidades digitales para destacar.Por otro lado, la educación en línea permite que millones de personas accedan a cursos de alta calidad desde cualquier dispositivo con internet. Esta flexibilidad geográfica y horaria democratiza el aprendizaje, rompiendo las barreras tradicionales que antes limitaban el crecimiento profesional y personal de quienes viven en Cerro Colorado, Peru.En conclusión, integrar estas innovaciones de manera equilibrada resulta fundamental. La tecnología no debe reemplazar el toque humano ni el pensamiento crítico, sino potenciarlos. Aprovechar estas herramientas al máximo garantiza un futuro más eficiente y conectado para todos en nuestra sociedad actual.La tecnología avanza cada día más. En 2026, el uso de herramientas de inteligencia artificial ha transformado la forma en que estudiamos, trabajamos y nos comunicamos. Esta evolución exige una adaptación constante por parte de los usuarios, quienes ahora deben desarrollar nuevas habilidades digitales para destacar.Por otro lado, la educación en línea permite que millones de personas accedan a cursos de alta calidad desde cualquier dispositivo con internet. Esta flexibilidad geográfica y horaria democratiza el aprendizaje, rompiendo las barreras tradicionales que antes limitaban el crecimiento profesional y personal de quienes viven en Cerro Colorado, Peru.En conclusión, integrar estas innovaciones de manera equilibrada resulta fundamental. La tecnología no debe reemplazar el toque humano ni el pensamiento crítico, sino potenciarlos. Aprovechar estas herramientas al máximo garantiza un futuro más eficiente y conectado para todos en nuestra sociedad actual.La tecnología avanza cada día más. En 2026, el uso de herramientas de inteligencia artificial ha transformado la forma en que estudiamos, trabajamos y nos comunicamos. Esta evolución exige una adaptación constante por parte de los usuarios, quienes ahora deben desarrollar nuevas habilidades digitales para destacar.Por otro lado, la educación en línea permite que millones de personas accedan a cursos de alta calidad desde cualquier dispositivo con internet. Esta flexibilidad geográfica y horaria democratiza el aprendizaje, rompiendo las barreras tradicionales que antes limitaban el crecimiento profesional y personal de quienes viven en Cerro Colorado, Peru.En


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-014	Verifica que no sea posible guardar un registro de medidas sin seleccionar un bebé .	Manual	Exitoso	No emite alertas cuando no se ha seleccionado un bebe
Resultado esperado		Resultado obtenido		

El sistema no permite ingresar al módulo, ni registrar sin haber seleccionado un bebe	El sistema no permite ingresar al módulo, ni registrar sin haber seleccionado un bebe
Evidencia	
	


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-015	<i>Verifica que el sistema calcule correctamente el IMC con peso 7.5 kg y altura 68 cm (IMC esperado ≈ 16.21)</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>No lo calcula automáticamente</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>IMC calculado y mostrado con valor correcto (± 0.01).</i>		<i>El imc no es calculado.</i>		
Evidencia				

 Baby Buddy Dashboard Timeline Children Measurements Activities Timers admin				
Home / BMI				
BMI % Add BMI				
Filters				
Actions	Date	Child	BMI	Tags
 	June 11, 2026	maria bellido	17.0	-
 	June 11, 2026	Jose Quispe	18.0	-

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-016	<i>Verifica que el sistema calcule y muestre correctamente los percentiles de peso y altura con datos válidos .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema muestra un mensaje de error o impide guardar el registro.</i>		<i>Percentiles de peso y altura calculados y mostrados correctamente</i>		
Evidencia				



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-017	<i>Verifica el comportamiento del sistema al ingresar un peso con 3 decimales</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Sistema redondea a 2 decimales o muestra mensaje de precisión .</i>		<i>El sistema mantiene los valores de entrada en 3 decimales</i>		
Evidencia				



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN4.8-CP-018	<i>Verifica que el registro de medidas se asocie únicamente al bebé seleccionado y no afecte a otros bebés .</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema se asocia solo al bebe A, no afecta al bebe B</i>		<i>El sistema se asocia solo al bebe A, no afecta al bebe B</i>		
Evidencia				

Baby Buddy

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

admin

Home / Weight

Weight entry for Jose Quispe added!

Weight

Add Weight

Filters

Actions	Date	Child	Weight	Tags
	June 11, 2026	Jose Quispe	4.536	-
	June 11, 2026	Jose Quispe	30.0	-
	June 11, 2026	maria bellido	1.0	-
	June 11, 2026	maria bellido	0.4	-