

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES

Requisito funcional 4.9, 4.10, 4.11, 4.12

4.9. Registrar administración de medicamentos

FN9-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN9-CP-001-EJ EC-001	<i>Verificar que el sistema registre correctamente un medicamento con datos válidos.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema registra el medicamento.</i>		<i>El sistema registró de manera exitosa el medicamento.</i>		
Evidencia				
1.Ingresar al sistema. 2.Acceder al módulo de medicamentos. 3.Registrar Paracetamol con dosis de 5 ml y fecha válida. 5.Guardar el registro. 6.Verificar que el medicamento aparezca registrado.				

Resultado:

[←](#)
[→](#)
[↻](#)
<http://127.0.0.1:8000/medication/>

[Home](#) / [Medication](#)

Medication entry for Juan Perez added!

Medication

Add Medication

Filters

Actions	Date	Medication Name	Dosage	Next Dose Interval	Tags
	Today, 9:38 p.m.	Paracetamol	5.0 ML	No interval set	-

Se registra de manera exitosa el medicamento.

FN9-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN9-CP-002-EJ EC-001	<i>Verificar que el sistema registre un medicamento con repetición configurada.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema registra el medicamento y programa la repetición configurada.</i>		<i>Se logró registrar la Amoxicilina y su programación cada 8 horas de manera exitosa.</i>		
Evidencia				
1.Ingresar al módulo de medicamentos. 2.Registrar Amoxicilina. 3.Configurar repetición cada 8 horas. 4.Guardar el registro. 5.Verificar que la repetición haya sido almacenada.				

← → ↻ http://127.0.0.1:8000/medication/add/ 📄 🗨️ 🔄 ...

👤 🍪 ↻ ⌚ + ☰

Add a Medication Entry

Child

 Juan Perez

Time Taken

06/10/2026 09:43:56 PM 📅

Time Until Next Dosage

8

Optional: Hours until next dose can be given

Medication Name

Amoxicilina

Name of the medication administered

Dosage

3

Amount of medication given

Dosage Unit

MG ML Tablets Drops

► Advanced Fields

Submit

Resultado:

Se crea el medicamento de manera exitosa con repetición de cada 8 horas.

FN9-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN9-CP-003-EJ EC-001	<i>Verificar que el sistema no permita registrar un medicamento sin nombre.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema debe impedir el registro y mostrar validación.</i>		<i>No se nos permite registrar un medicamento sin nombre y nos da un aviso “Por favor rellene este campo”.</i>		
Evidencia				
1.Dejar vacío el nombre del medicamento. 2.Completar los demás campos. 3.Guardar. 4.Verificar mensaje de error.				

http://127.0.0.1:8000/medication/add/

Add a Medication Entry

Child



Juan Perez

Time Taken

06/10/2026 09:47:59 PM

Time Until Next Dosage

10

Optional: Hours until next dose can be given

Medication Name

Name of the medication administered

Dosage

4

Amount of medication given

Dosage Unit

MG

ML

Tablets

Drops

► Advanced Fields

Submit

Resultado:

[←](#)
[→](#)
[↺](#)
[http://127.0.0.1:8000/medication/add/](#)

Add a Medication Entry

Child

Juan Perez

Time Taken

Time Until Next Dosage

Optional: Hours until next dose can be given

Medication Name

Name of the medication

Please fill out this field.

Dosage

Amount of medication given

Dosage Unit

MG

ML

Tablets

Drops

► Advanced Fields

Submit

Nos nos deja crear el medicamento, nos dice que debemos llenar el campo.

FN9-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN9-CP-004-EJ EC-001	Verificar que el sistema no permita registrar una dosis igual a cero.	Manual	Fallido	Si permite poner una dosis igual 0 de un medicamento, lo cual no está bien.
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El sistema debe impedir el registro del medicamento.		Pendiente de ejecución.		

Evidencia

- 1.Registrar medicamento válido.
- 2.Ingresar dosis igual a 0.
- 3.Guardar.
- 4.Verificar validación.

Llenado de campos:

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://127.0.0.1:8000/medication/add/`. The page title is "Add a Medication Entry". The form is for a child named "Juan Perez". The "Time Taken" field is set to "06/10/2026 09:47:59 PM". The "Time Until Next Dosage" field is set to "8". The "Medication Name" field is set to "Paracetamol". The "Dosage" field is set to "0". The "Dosage Unit" field has four buttons: "MG", "ML", "Tablets", and "Drops". The "MG" button is selected. There is a link to "Advanced Fields" and a "Submit" button at the bottom.

Child

Juan Perez

Time Taken

06/10/2026 09:47:59 PM

Time Until Next Dosage

8

Optional: Hours until next dose can be given

Medication Name

Paracetamol

Name of the medication administered

Dosage

0

Amount of medication given

Dosage Unit

MG ML Tablets Drops

► Advanced Fields

Submit

Resultado:

Home / Medication

Medication entry for Juan Perez added!

Medication

[Add Medication](#)

Filters

Actions	Date	Medication Name	Dosage	Next Dose Interval	Tags
 	Today, 9:53 p.m.	Paracetamol	0.0 ML	3:00:00	-

Permite crear un medicamento con dosis igual a 0.

FN9-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN9-CP-005-EJ EC-001	<i>Verificar que el sistema no permita registrar una fecha inválida.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema debe rechazar el registro.</i>		<i>El sistema no nos permitió registrar el medicamento con una fecha inválida.</i>		
Evidencia				
1.Registrar medicamento válido. 2.Ingresar fecha inválida. 3.Guardar. 4.Verificar mensaje de error.				
Llenado de datos:				

Resultado:

← → ↻ http://127.0.0.1:8000/medication/add/   

    + 

Add a Medication Entry

Child


Juan Perez

Time Taken



Time Until Next Dose  Please fill out this field.

Optional: Hours until next dose can be given

Medication Name

Name of the medication administered

Dosage

Amount of medication given

Dosage Unit

► Advanced Fields

Submit

No se puede registrar el medicamento con fecha invalida.

FN9-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN9-CP-006-EJ EC-001	Verificar que el sistema rechace un registro con múltiples datos inválidos.	Manual	Exitoso	Solo no deja registrar el medicamento por la fecha invalida mas no por la dosis, por ejemplo pusimos una dosis

Resultado:

http://127.0.0.1:8000/medication/add/

Add a Medication Entry

Child

Juan Perez

Time Taken

mm/dd/yyyy --:--:-- --

Time Until Next Dose Please fill out this field.

0

Optional: Hours until next dose can be given

Medication Name

Paracetamol

Name of the medication administered

Dosage

-4

Amount of medication given

Dosage Unit

MG ML **Tablets** Drops


► Advanced Fields


Submit

4.10.Registrar temperatura

FN10-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN10-CP-001-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema registre correctamente una temperatura válida.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>

Resultado esperado	Resultado obtenido
<i>El sistema registra correctamente la temperatura.</i>	<i>Se pudo registrar de manera exitosa la temperatura de 36.5 °C.</i>
Evidencia	
1.Acceder al módulo de temperatura. 2.Registrar 36.5 °C. 3.Ingresar fecha válida. 4.Guardar registro. Llenado de datos:  Resultado:	



FN10-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN10-CP-002-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema registre correctamente una temperatura con observaciones.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitosa</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema registra la temperatura y las observaciones asociadas.</i>		<i>Se registró de manera exitosa la observación con la temperatura de 38.2 °C.</i>		
Evidencia				
1.Registrar 38.2 °C. 2.Ingresar observación "Fiebre moderada". 3.Guardar registro. 4.Verificar almacenamiento. Llenado de datos:				

←

→

↻

http://127.0.0.1:8000/temperature/add/

📄

🗨

🔍

...

👤

🧠

↺

🕒

+

☰

Home / Temperature / Add a Temperature Reading

Add a Temperature Entry

Child



Juan Perez

Temperature

Time

📅

▼ Advanced Fields

Notes


Fiebre Moderada

Tags

Add

Submit

Resultado:



FN10-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN10-CP-003-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema no permita registrar una temperatura vacía.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema debe impedir el registro.</i>		<i>No se nos permite registrar una temperatura sin poner la temperatura en el cuadro, se nos muestra el mensaje “ Por favor rellene este campo”.</i>		
Evidencia				
1.Dejar vacío el campo temperatura. 2.Ingresar fecha válida. 3.Guardar. 4.Verificar mensaje de error. Llenado de datos:				

Resultado:

←

→

↺

http://127.0.0.1:8000/temperature/add/

Home / Temperature / Add a Temperature Reading

Add a Temperature Entry

Child

Juan Perez

Temperature

Time

!

 Please fill out this field.

06/10/2026 10:20:52 PM

► Advanced Fields

Submit

FN10-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN10-CP-004-E JEC-001	Verificar que el sistema no permita registrar una fecha vacía en el control de temperatura.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El sistema debe impedir el registro.		El sistema no deja registrar la temperatura con la fecha		

invalida.

Evidencia

- 1.Registrar temperatura válida.
- 2.Dejar vacía la fecha.
- 3.Guardar.
- 4.Verificar mensaje de error.

Llenado de datos:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://127.0.0.1:8000/temperature/add/`. The browser's address bar and navigation icons are visible at the top. Below the browser window, the web application interface is shown. It has a dark theme with a blue header bar. The header bar contains the text "Home / Temperature / Add a Temperature Reading" and a "Submit" button. The main content area is titled "Add a Temperature Entry" and includes a "Child" section with a profile card for "Juan Perez". Below this, there are two input fields: "Temperature" with the value "37" and "Time" with a placeholder "mm/dd/yyyy --:--:-- --". A "Submit" button is located at the bottom of the form.

Home / Temperature / Add a Temperature Reading

Add a Temperature Entry

Child

Juan Perez

Temperature

37

Time

mm/dd/yyyy --:--:-- --

► Advanced Fields

Submit

Resultado:

Home / Temperature / Add a Temperature Reading

Add a Temperature Entry

Child

Juan Perez

Temperature

37

Time

mm/dd/yyyy --:--:-- --

Please fill out this field.

Submit


FN10-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN10-CP-005-E JEC-001	Verificar que el sistema registre correctamente el valor límite inferior permitido de temperatura.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El sistema registra correctamente una temperatura de 35.0 °C.		Se registró de manera exitosa la temperatura de 35.0 °C.		

Evidencia


1. Acceder al módulo de temperatura.
2. Registrar temperatura de 35.0 °C.
3. Ingresar fecha válida.
4. Guardar registro.
5. Verificar almacenamiento correcto.

Llenado de datos:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://127.0.0.1:8000/temperature/add/`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The page has a dark theme and a breadcrumb trail: `Home / Temperature / Add a Temperature Reading`. The main heading is `Add a Temperature Entry`. Below this, there is a section for `Child` with a profile card for `Juan Perez`. The `Temperature` field is a text input containing `35.0`. The `Time` field is a date and time picker showing `06/10/2026 10:35:04 PM` with a calendar icon. Below these fields is a link `► Advanced Fields`. At the bottom of the form is a large blue `Submit` button.

Resultado:.



FN10-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN10-CP-006-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema registre correctamente el valor límite superior permitido de temperatura.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema registra correctamente una temperatura de 42.0 °C.</i>		<i>Se logró registrar la temperatura de 42.0 °C. de manera exitosa</i>		
Evidencia				
1.Acceder al módulo de temperatura. 2.Registrar temperatura de 42.0 °C. 3.Ingresar fecha válida. 4.Guardar registro. 5.Verificar almacenamiento correcto. Llenado de datos:				

←

→

↻

http://127.0.0.1:8000/temperature/add/

Home / Temperature / Add a Temperature Reading

Add a Temperature Entry

Child

Juan Perez

Temperature

42.0


Time

06/10/2026 10:36:36 PM

► Advanced Fields

Submit

Resultado:




4.11.Gestión de temporizadores en vivo

FN11-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN11-CP-001-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema permita iniciar correctamente un temporizador asociado a un bebé.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El temporizador inicia correctamente y comienza el conteo.</i>		<i>Se logró crear el temporizador e iniciar correctamente.</i>		
Evidencia				
1.Ingresar al sistema. 2.Seleccionar un bebé. 3.Acceder al módulo de temporizadores. 4.Iniciar un nuevo temporizador. 5.Verificar que el conteo se encuentre activo.				
Llenado de datos:				

Resultado:




FN11-CP-002


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN11-CP-002-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema convierta correctamente un temporizador finalizado en una actividad registrada.</i>	<i>Manual</i>	<i>Pendiente</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema genera automáticamente la actividad asociada.</i>		<i>Se genera el temporizador y se asocia automáticamente a una actividad, en este caso se eligió, por ejemplo el de dormir y nos muestra el tiempo que durmió Juan.</i>		
Evidencia				

1. Iniciar un temporizador.
2. Esperar o finalizar el temporizador.
3. Guardar la actividad generada.
4. Verificar que la actividad aparezca registrada.

Datos llenados:



Resultado:



FN11-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN11-CP-003-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema no permita iniciar un temporizador sin un bebé asociado.</i>	<i>Manual</i>	<i>Fallido</i>	<i>Aparecen por defecto los bebés, aunque no selecciones un bebe si deja iniciar el temporizador; aunque a la hora de finalizar si o si tienes que elegir uno de los bebés.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema debe impedir la operación y mostrar validación.</i>		<i>Si deja iniciar el temporizador, porque los best salen por defecto. a la hora de finalizar tienes que seleccionar a cual de los bebés corresponde el temporizador.</i>		
Evidencia				
1.Acceder al módulo de temporizadores. 2.Intentar iniciar un temporizador sin seleccionar un bebé. 3.Verificar mensaje de validación.				

Llenado de datos:

← → ↻ http://127.0.0.1:8000/timers/add/

Home / Timers / Start

Start Timer

Child

Dylan Perez Juan Perez

Name


Duracion de sueño de Juan

Start time

06/10/2026 11:08:42 PM

Submit

Resultado:



FN11-CP-004


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN11-CP-004-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema registre correctamente la duración mínima válida de un temporizador.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema acepta y registra una duración de 1 segundo.</i>		<i>Se logró iniciar el temporizador y detener en un segundo de manera exitosa.</i>		
Evidencia				
1.Iniciar un temporizador. 2.Mantenerlo activo durante 1 segundo.				

- 3.Finalizarlo.
- 4.Guardar actividad.
- 5.Verificar registro correcto.

Llenado de datos:


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://127.0.0.1:8000/timers/add/`. The browser's address bar includes navigation icons (back, forward, refresh) and a search icon. The browser's toolbar shows a blue icon, a green plus icon, and a menu icon. The page content has a dark background and includes a breadcrumb trail: `Home / Timers / Start`. The main heading is `Start Timer`. Below the heading, there is a `Child` label and two buttons: `Dylan Perez` and `Juan Perez`, each with a baby icon. Below the `Child` section, there is a `Name` label and a text input field containing `Duracion de sueño de Juan`. Below the `Name` section, there is a `Start time` label and a text input field containing `06/10/2026 11:08:42 PM`, with a calendar icon to its right. At the bottom of the form, there is a blue button labeled `Submit`.

Resultado:




FN11-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN11-CP-005-E JEC-001	Verificar que el sistema rechace una duración inválida de 0 segundos.	Manual	Fallido	Si permite registrar en el el temporizador ene 0 segundos.
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El sistema no debe permitir registrar una duración de 0 segundos.		El sistema si permite registrar con una duración de 0 segundos en el temporizador.		
Evidencia				
1.Intentar finalizar un temporizador sin tiempo registrado. 2.Guardar actividad. 3.Verificar la validación del sistema. Llenado de datos:				





Resultado:



FN11-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

FN11-CP-006-E JEC-001	Verificar que el sistema permita pausar correctamente un temporizador activo.	Manual	Fallido	El sistema no permite pausar el temporizador, permite editar y reiniciar el tiempo transcurrido.
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El temporizador cambia al estado Pausado y detiene el conteo.		No se logró pausar el temporizador, reiniciar y editar el inicio de la hora y el nombre del temporizador si.		
Evidencia				
1.Iniciar un temporizador. 2.Esperar algunos segundos. 3.Presionar Pausar. 4.Verificar que el conteo se detenga. Llenado de datos:  Resultado:				




FN11-CP-007


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN11-CP-007-E JEC-001	<i>Verificar que el sistema permita reanudar correctamente un temporizador pausado.</i>	<i>Manual</i>	<i>Pendiente</i>	<i>No se permite pausar el temporizador , por ello reanudar menos, pero si reiniciar.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El temporizador vuelve al estado Activo y continúa el conteo.</i>		<i>El sistema no permite pausar y menos reanudar el temporizador; peor si reiniciar.</i>		
Evidencia				
1.Iniciar un temporizador. 2.Pausarlo. 3.Presionar Reanudar.				

4. Verificar que el conteo continúe.

Llenado de datos:



Resultado:



4.12.Gestión de notas diarias

FN12-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN12-CP-001-E JEC-001	<i>Verifica que el sistema registre correctamente una nota diaria con texto válido.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>La nota diaria se registra correctamente.</i>		<i>La nota ingresada se registró de manera exitosa.</i>		
Evidencia				
1.Ingresar al sistema. 2.Seleccionar un bebé. 3.Acceder al módulo de notas diarias. 4.Ingresar una nota válida. 5.Guardar el registro. 6.Verificar que la nota aparece en el historial.				
LLenado de datos:				

Home / Notes / Add

Add a Note

Child

Dylan Perez

Juan Perez

Note

El bebé Dylan Perez suele dormir 5 veces al día.

Image

Choose File

No file chosen


Time

06/10/2026 11:50:40 PM

Tags

Submit

Resultado:



FN12-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN12-CP-002-E JEC-001	<i>Verifica que el sistema registre una nota diaria con fotografía adjunta válida.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>La nota y la fotografía se almacenan correctamente.</i>		<i>Tanto la nota como la fotografía de Dylan fueron ingresados de manera exitosa.</i>		
Evidencia				
1.Ingresar una nota válida. 2.Adjuntar una imagen permitida. 3.Guardar la nota. 4.Verificar que la imagen se visualiza correctamente.				
LLenado de datos:				

← → ↺ http://127.0.0.1:8000/notes/1/

Note

Child

Dylan Perez

Juan Perez

Note

El bebé Dylan Perez suele dormir 5 veces al dia.

Image

Choose File

Capturasqdwqdw.PNG

Time

06/10/2026 11:50:40 PM

Tags

Submit

Resultado:

← → ↺ http://127.0.0.1:8000/notes/

Home / Notes

Note entry for Dylan Perez updated.

Notes

Add Note

Filters

Actions	Time	Image	Note	Tags
	Today, 11:50 p.m.		El bebé Dylan Perez suele dormir 5 veces al dia.	-

FN12-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN12-CP-003-E JEC-001	<i>Verifica que el sistema no permita registrar una nota vacía.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema muestra un mensaje de validación y no guarda la nota.</i>		<i>No se permite crear la nota, el sistema nos dice que por favor llenemos el campo de nota.</i>		
Evidencia				
1.Acceder al módulo de notas. 2.Dejar el campo de nota vacío. 3.Intentar guardar. 4.Verificar el mensaje de error. Llenado de datos:				

Home / Notes / Add

Add a Note

Child

Dylan Perez

Juan Perez

Note

Image

Choose File

No file chosen

Time

06/10/2026 11:58:05 PM

Tags

Submit

Resultado:

[←](#)
[→](#)
[↻](#)

[Home](#) / [Notes](#) / [Add](#)

Add a Note

Child

Dylan Perez

Juan Perez

Note

Image

Please fill out this field.

Choose File

No file chosen

Time

06/10/2026 11:58:05 PM

Tags


Submit

FN12-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN12-CP-004-E JEC-001	<i>Verifica que el sistema rechace archivos no permitidos como fotografía.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema rechaza el archivo y muestra una advertencia.</i>		<i>Directamente al querer elegir una foto de nuestra computadora solo muestra las imagenes, lo demas simplemente no aparece.</i>		
Evidencia				

- 1.Ingresar una nota válida.
- 2.Adjuntar un archivo con formato no permitido.
- 3.Intentar guardar.
- 4.Verificar el mensaje de validación.

LLenado de datos y resultado



FN12-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN12-CP-005-E JEC-001	<i>Verifica que el sistema no permita registrar una nota con fecha inválida.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema muestra error de validación y no guarda el registro.</i>		<i>El sistema muestra un mensaje, donde nos dice que por favor llenemos el campo de la fecha.</i>		
Evidencia				
1.Ingresar una nota válida.				

- 2.Registrar una fecha inválida.
- 3.Guardar.
- 4.Verificar el mensaje de error.

Llenado de datos:

The screenshot shows a web browser at the URL `http://127.0.0.1:8000/notes/add/`. The page has a dark theme and a navigation bar with icons for home, notes, and a menu. The breadcrumb trail is "Home / Notes / Add". The main heading is "Add a Note".

Under the "Child" section, there are two buttons: "Dylan Perez" and "Juan Perez", each with a baby icon.

The "Note" section contains a text area with the text "El bebé Dylan debe de dormir aproximadamente al medio día". The text is underlined with red wavy lines, indicating a validation error.

The "Image" section has a "Choose File" button and a "No file chosen" label.

The "Time" section has a date and time input field with the placeholder "mm/dd/yyyy --:--:-- --" and a calendar icon.

The "Tags" section is empty.

A large blue "Submit" button is at the bottom of the form.

Resultado:

Home / Notes / Add

Add a Note

Child

Dylan Perez Juan Perez

Note

El bebé Dylan debe de dormir aproximadamente al medio día

Image

Choose File No file chosen

Time

mm/dd/yyyy --:--:--

Tags

Please fill out this field.

Submit

FN12-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN12-CP-006-E JEC-001	<i>Verifica que el sistema acepte una nota con el valor mínimo permitido (1 carácter).</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>La nota se registra correctamente.</i>		<i>La nota con una sola letra si se registra de manera exitosa.</i>		
Evidencia				
1.Acceder al módulo de notas.				

2. Ingresar una nota de un carácter.
3. Guardar.
4. Verificar que el registro fue almacenado.

Llenado de datos:

The screenshot shows a web browser at the URL `http://127.0.0.1:8000/notes/add/`. The page has a dark theme and a top navigation bar with icons for home, notes, and a menu. The breadcrumb trail is 'Home / Notes / Add'. The main heading is 'Add a Note'. Below this, there is a 'Child' section with two radio buttons: 'Dylan Perez' (selected) and 'Juan Perez'. The 'Note' section contains a large text area with the letter 'E' entered. The 'Image' section has a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. The 'Time' section shows a date and time picker set to '06/10/2026 07:18:06 PM'. The 'Tags' section is empty. At the bottom, there is a large blue 'Submit' button.

Resultado:

The screenshot shows the 'Notes' list view in the web application. The breadcrumb trail is 'Home / Notes'. The heading is 'Notes' with a green 'Add Note' button. Below the heading, there is a 'Filters' section. The main content is a table with the following columns: 'Actions', 'Time', 'Image', 'Note', and 'Tags'. The table contains one row of data.

Actions	Time	Image	Note	Tags
 	Jun 10, 7:18 p.m.		E	-